

オートマチックプレスで精密成型を可能にする次世代型加圧成型器

# Erkopress. motion series

[エルコプレス モーション シリーズ]



エルコプレスCi motion

加圧成型器

Pressure  
Type

オートマチックプレスシステムにより  
適合性の高いオーラルアプライアンスを自動成型

高機能赤外線温度センサーシステムによる  
予備加熱不要な自動温度管理

液晶タッチパネルによるシンプルな操作性  
(日本語対応・動画手順説明・プレススケジュールプリインストール済)

加圧成型器

Pressure Type

Auto

コンプレッサー外部接続タイプ

## エルコプレス motion

[ エアコンプレッサー接続タイプ ]

外部からのエア配管が必要

- オートマッチサーモフォーミングにより容易な操作性を実現
- エアコンプレッサー外付タイプ(外部からのエア供給が必要)
- 最大加圧6.0気圧(0.6MPa)により、精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	380W
最大使用圧力	0.6MPa(6bar)
寸法	W330×D510×H320mm
重量	18.9kg



■ エルコプレス motion : 標準価格 580,000 円

製品番号 J82670 一般的名称: 歯科技工用成型器 届出番号: 14B1X00011000589

エアコンプレッサー内蔵タイプのため、外部からのエア配管が不要



■ エルコプレス Ci motion : 標準価格 650,000 円

製品番号 J82671 一般的名称: 歯科技工用成型器 届出番号: 14B1X00011000590

コンプレッサー内蔵タイプ

## エルコプレスCi motion

[ エアコンプレッサー内蔵タイプ ]

- オートマッチサーモフォーミングにより容易な操作性を実現
- インターナルエアコンプレッサー内蔵タイプ(外部からのエア配管不要)
- 最大加圧6.0気圧(0.6MPa)により、精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	440W
最大使用圧力	0.6MPa(6bar)
寸法	W330×D510×H320mm
重量	21.3kg

加圧成型器

Pressure Type

Auto

# SmartPractice

株式会社スマートプラクティスジャパン

[製造販売元] 株式会社スマートプラクティスジャパン  
〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13

[お問合せ先] 株式会社スマートプラクティスジャパン

本社 / 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階  
TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737  
西日本営業所 / 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪710  
TEL.06-6309-4000 FAX.06-6309-4002

エルコデント専用ホームページ▶ <http://erkodent.jp/>

製品情報など最新のニュースを随時更新!

製品ご購入の先生方は会員登録をお願いします。メンテナンスなどのアフターサービスがスムーズにお受けいただくことができます。