

# ERKODENT GENERAL CATALOG

エルコデント 総合カタログ



# 世界の歯科医療発展のために

ドイツに本社を置くERKODENT社は、加圧・吸引成型器、成型用シートなどオーラルアプライアンス関連製品を中心とした歯科器材メーカーです。特に主力製品の加圧成型器【エルコプレス】は、日本をはじめ世界各国で使用され信頼のブランドとして高い評価を得ています。

ERKODENT社は、世界の歯科医療のさらなる発展のため日々研究・開発を重ね、高品質な製品を生み出し続けていきます。

ERKODENT社は1963年、  
歯科医師Erich H.Kopp氏により創業され  
50年以上高品質な製品を提供し続けています。



## オーラルアプライアンスの製作からメンテナンスまでトータルにサポート

### Thermoforming Machines

成型器 P.3-4



### Thermoforming Sheet

成型用シート P.5-9



### Accessories

アクセサリ P.10-14



模型の準備

成型器の選択


シートの選択

成型

形態修正・  
研磨

オーラル  
アプライアンス  
の完成

メンテナンス



成型器 | 精密成型を実現するERKODENT社の高性能熱可塑性樹脂成型器。製作用途に応じて、加圧成型器(プレッシャータイプ) 2種類、吸引成型器(バキュームタイプ) 2種類の全4機種からお選びいただけます。

## Pressure 加圧成型器



コンプレッサー  
内蔵タイプ



### エルコプレス ci motion オートタイプ

- オートマチックサーモフォーミングにより容易な操作性を実現
- インターナルエアコンプレッサー内蔵タイプ (外部からのエア接続不要)
- 最大加圧 6.0bar (0.6MPa) により、精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性 (日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

製品番号  
**J82671**  
一般的名称:歯科技工用成型器  
届出番号:14B1X00011000590

電源電圧:AC100V 50/60Hz  
消費電力:440W  
最大使用圧力:0.6MPa (6bar)  
寸法:W350×D430×H320mm  
重量:21.3kg

### エルコプレス motion オートタイプ

- オートマチックサーモフォーミングにより容易な操作性を実現
- エアコンプレッサー外付タイプ (外部からのエア供給が必要)
- 最大加圧 6.0bar (0.6MPa) により、精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性 (日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

製品番号  
**J82670**  
一般的名称:歯科技工用成型器  
届出番号:14B1X00011000589

電源電圧:AC100V 50/60Hz  
消費電力:380W  
最大使用圧力:0.6MPa (6bar)  
寸法:W350×D430×H320mm  
重量:18.9kg



コンプレッサー  
外付タイプ

## Vacuum 吸引成型器



### エルコフォーム 3D motion オートタイプ

- オートマチック(自動)サーモフォーミングにより容易な操作性を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能によるオートマチック温度管理
- 最大真空値 (0.8bar) による適合精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性 (日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

製品番号  
**J80632**  
一般的名称:歯科技工用成型器  
届出番号:14B1X00011000575  
※オクルフォーム3は別売です。

電源電圧:AC100V/115V 50/60Hz  
消費電力:360W  
内蔵型真空ポンプ:真空値0.8bar 最大吸引力6L/分  
ノイズレベル:<70db (A)  
寸法:W350×D370×H315mm  
重量:13.1kg




### エルコフォーム 3D Plus マニュアルタイプ

- マニュアルタイプ(手動)サーモフォーミングにより簡便な操作性を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能によるオートマチック温度管理
- 最大真空値 (0.8ba) による適合精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性 (日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済)

製品番号  
**J81877**  
一般的名称:歯科技工用成型器  
届出番号:14B1X00011000509  
※オクルフォーム3は別売です。

電源電圧:AC100/115V 50/60Hz  
消費電力:340W  
内蔵型真空ポンプ:真空値0.8bar 最大吸引力6L/分  
ノイズレベル:<70db(A)  
寸法:W350×D370×H315mm  
重量:11.8kg



### 対合歯圧跡付与器 対応機種:エルコフォーム 3D motion/エルコフォーム 3D Plus

#### オクルフォーム3 オプション

- 吸引成型と同時に成型シートへ直接対合歯模型を圧接することで、オーラルアプライアンスに対合歯の圧跡が付与可能 (Pat.19915567)
- 平均値咬合器と同様の開口度を再現 (ボンウィル三角、バルクウィル角、インサイザルガイドピン)

製品番号  
**J80703**  
※特許公開番号 (Pat.19915567)



成型用シート | ERKODENT社の成型用シートは、原料から製造まで徹底した品質管理のもと製造されています。

スポーツマウスガード・ナイトガード・スプリント・スリープスプリントなど、さまざまな用途で選択できる成型用シートをラインナップしています。

## ソフトシート

### カラーマウスガード

用途 スポーツマウスガード

全30色から選択できる  
スポーツマウスガード用EVAシート



#### カラーマウスガード

シングルカラー (単色) のスポーツマウスガード用成型シート (全15色)

材質: EVA  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000501



#### カラーマウスガード フリースタイル

マーブルカラー (特殊色) のスポーツマウスガード用成型シート (全10色)

材質: EVA  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000500



#### カラーマウスガード マルチカラー

フラッグカラー (国旗色) のスポーツマウスガード用成型シート (全5色)

材質: EVA  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000501



※マルチカラーは、受注発注にて2~4色のオリジナルカラーのシートを作製することも可能です。



エルコデント社の全てのサーモフォーミングマテリアルは生体適合性テストが行われ、欧州の医療機器規則を満たし、CEマークを取得しています。

種類	カラー	丸型 (Φ120mm)				角型 (125×125mm)	
		1枚		5枚 ※		5枚 ※	
		厚さ: 2.0mm	厚さ: 4.0mm	厚さ: 2.0mm	厚さ: 4.0mm	厚さ: 2.0mm	厚さ: 4.0mm
カラーマウスガード (シングルカラー)	ブライトレッド	J82625	J82639	J81625	J81639	J81654	J81659
	ブライトイエロー	J82626	J82640	J81626	J81640	J81653	J81657
	ブライトブルー	J82627	J82641	J81627	J81641	J81655	J81660
	ブライトグリーン	J82628	J82642	J81628	J81642	J81656	J81658
	ブライトピンク	J82629	J82643	J81629	J81643	J81715	J81664
	ピュアホワイト	J82635	J82649	J81635	J81649	J81722	J81662
	ダークブルー	J82631	J82645	J81631	J81645	J81717	J81665
	ライトブルー	J82632	J82646	J81632	J81646	J81718	J81726
	マルーン	J82633	J82647	J81633	J81647	J81720	J81728
	ディープグリーン	J82634	J82648	J81634	J81648	J81721	J81729
	ディープレッド	J82630	J82644	J81630	J81644	J81716	J81663
	ディープブラック	J82636	J82650	J81636	J81650	J81723	J81661
	ゴールド	J82637	J82651	J81637	J81651	J81724	J81730
	シルバー	J82638	J82652	J81638	J81652	J81725	J81731
	オレンジ	J82666	J82667	J81666	J81667	—	—
アソート ※ オレンジを除く上記各色1枚・クリア1枚	—	—	J80674	J80684	J81719	J81727	
カラーマウスガード フリースタイル (マーブルカラー)	カムフラージュ	J82604	J82615	J81604	J81615	J81732	J81744
	ラバ	J82605	J82616	J81605	J81616	J81733	J81745
	タイダイ	J82606	J82617	J81606	J81617	J81734	J81746
	レインボー	J82607	J82618	J81607	J81618	J81735	J81747
	コンフェッティ	J82608	J82619	J81608	J81619	J81736	J81748
	アソート① 上記各色1枚	—	—	J81609	J80694	J81741	J81753
	ゼブラ	J82610	J82620	J81610	J81620	J81737	J81749
	ゴールドフレーク	J82611	J82621	J81611	J81621	J81738	J81750
	シルバーフレーク	J82612	J82622	J81612	J81622	J81739	J81751
	カモフラージュストリップ	J82613	J82623	J81613	J81623	J81740	J81752
	ラバストリップ	J82614	J82624	J81614	J81624	J81742	J81754
	アソート② 上記各色1枚	—	—	J80693	J80695	J81743	J81755
カラーマウスガード マルチカラー (フラッグカラー)	ウエイズロット	J80680	J80691	—	—	—	—
	フレンチ	J80675	J80686	—	—	—	—
	イタリアン	J80677	J80688	—	—	—	—
	ジャーマン	J80676	J80687	—	—	—	—
	ファン	J80678	J80689	—	—	—	—

※シングルカラーアソートのみ15枚

## エルコフレックス



エルコフレックス

#### エルコフレックス

用途 スポーツマウスガード | ドラッグ デリバリートレー | ポジショナー | プラケット トランスファートレー

クリアタイプ (透明) のソフトシート  
ショア硬度: 82  
材質: EVA  
一般的名称: 義歯床用熱可塑性レジン  
認証番号: 15700BZY00845000

#### エルコフレックス95

用途 ドラッグ デリバリートレー | オクルーザル スプリント

エルコフレックスの硬度を強化したソフトシート  
ショア硬度: 95

材質: EVA  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000506



エルコフレックス95

種類	カラー	入数	厚さ	丸型 (Φ120mm)		角型 (125×125mm)	
				製品番号		製品番号	
エルコフレックス	クリア	10枚	20枚	1.0mm	J80461	J80111	J80111
			1.5mm	J80462	J80112	J80112	
			2.0mm	J80463	J80113	J80113	
			3.0mm	J80464	J80118	J80118	
			4.0mm	J80465	J80123	J80123	
エルコフレックス95	乳白色	10枚	20枚	1.0mm	J80564	J81878	J81878
			1.5mm	J80561	J81879	J81879	
			2.5mm	J80562	J81880	J81880	
			4.0mm	J80563	J81881	J81881	
			4.0mm	J80563	J81881	J81881	

※エルコフレックス / エルコフレックス95には各枚インホイール (分離シート) が貼付されています。  
※スティックタイプはP12をご参照ください。

成型用シート | ERKODENT社の成型用シートは、原料から製造まで徹底した品質管理のもと製造されています。


スポーツマウスガード・ナイトガード・スプリント・スリープスプリントなど、さまざまな用途で選択できる成型用シートをラインナップしています。

## 3層構造シート

### プレイセーフ トリプル



#### 3層構造(3in1)の仕組み



#### プレイセーフトリプル(5.5mm) プレイセーフトリプルライト(4.1mm)

用途  
スポーツ  
マウスガード

高い衝撃吸収効果と衝撃分散効果を兼ね備えた、ソフトシート&ハードシートを一体化したトリプルレイヤー(3層構造)マウスガードシート  
材質: EVA / COC  
一般の名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000570

#### スターターセット

##### セット内容

- シート(クリア)×1 ・エルコボックス×1
- プレイセーフバイトスペーサー×1
- プレイセーフフェイスチャック×1

プレイセーフトリプルスターターセット	プレイセーフトリプルライトスターターセット
5.5mm	4.1mm
製品番号	
J81678	J81848



フェイスチャック  
バイトスペーサー  
※オクルフォーム3を用いた対合圧跡に使用する専用パーツ

#### プレイセーフフェイスチャック

製品番号	入数
J81680	1個

#### プレイセーフバイトスペーサー

製品番号	入数
J81868	3枚

カラー	プレイセーフトリプル(5.5mm)		プレイセーフトリプルライト(4.1mm)	
	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)	シート単品(5枚)	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)	シート単品(5枚)
製品番号				
クリア	J81685	J81872	J81873	J81874
ブライトレッド	J81756	J81800	J81776	J81824
ブライトイエロー	J81757	J81801	J81777	J81825
ブライトブルー	J81681	J81802	J81778	J81826
ブライトグリーン	J81682	J81803	J81779	J81827
ブライトピンク	J81683	J81804	J81780	J81828
ディーブレッド	J81758	J81805	J81781	J81829
ダークブルー	J81759	J81806	J81782	J81830
ライトブルー	J81760	J81807	J81783	J81831
マルーン	J81761	J81808	J81784	J81832
ディーブグリーン	J81762	J81809	J81785	J81833
ピュアホワイト	J81763	J81810	J81786	J81834
ディーブラック	J81684	J81811	J81787	J81835
ゴールド	J81764	J81812	J81788	J81836
シルバー	J81765	J81813	J81789	J81837
カモフラージュ	J81766	J81814	J81790	J81838
ラバ	J81767	J81815	J81791	J81839
タイダイ	J81768	J81816	J81792	J81840
レインボー	J81769	J81817	J81793	J81841
コンフェッティ	J81770	J81818	J81794	J81842
ゼブラ	J81771	J81819	J81795	J81843
ゴールドフレック	J81772	J81820	J81796	J81844
シルバーフレック	J81773	J81821	J81797	J81845
カモフラージュストリップ	J81774	J81822	J81798	J81846
ラバストリップ	J81775	J81823	J81799	J81847

## 2層構造シート(ハード&ソフト)

### エルコロックプロ



用途  
オクルーザル  
スプリント  
スリープ  
スプリント  
プロテクション  
スプリント  
リテーナー

ハード(PETG) & ソフト(TPU)の2層構造シート  
材質: PETG / TPU  
一般の名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000497

カラー	入数	厚さ	製品番号	
			丸型(Φ120mm)	角型(125×125mm)
クリア	20枚	1.0mm	J81673	J81882
		1.3mm	J81674	J81883
	10枚	2.0mm	J80592	J81884
		3.0mm	J80593	J81885
		4.0mm	J80594	—
ブルー	10枚	2.0mm	J81692	J81886
		3.0mm	J81693	J81887
	10枚	4.0mm	J81694	—
		5.0mm	J81695	—
		グリーン	10枚	2.0mm
3.0mm	J81862			J81891
10枚	4.0mm		J81863	—
	5.0mm		J81864	—
	ピンク		10枚	2.0mm
3.0mm		J81858		J81889
10枚		4.0mm	J81859	—
		5.0mm	J81860	—

※エルコロックプロ クリアにはインホール(分離シート)が貼付されています。  
※ソフト(TPU)層の厚み 1.0mm, 1.3mm → 0.4mm  
2.0mm以上 → 1mm



## ハードシート

### エルコジュール



#### エルコジュール エルコジュール フリーズ

用途  
オクルーザル  
スプリント  
X-ray  
テンプレート  
スリープ  
スプリント  
ドラッグ  
デリバリートレー  
ドリリング  
テンプレート  
リテーナー

クリアタイプ(透明)のハードシート  
アクリルレジンとの接合が可能

材質: PETG  
一般の名称: 義歯床用熱可塑性レジン  
認証番号: 219AKBZX00128000

#### エルコジュールA1

用途  
コスメティック  
スプリント

A1色のハードシート  
材質: PETG  
一般の名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000502

#### エルコジュールA3

用途  
コスメティック  
スプリント

A3色のハードシート  
材質: PETG  
一般の名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000569

#### エルコジュールS

用途  
スポーツマウスガード用  
補強材

レイヤードタイプ(多層構造)  
マウスガードの補強材用ハードシート  
材質: SBS

種類	カラー	入数	厚さ	製品番号	
				丸型(Φ120mm)	角型(125×125mm)
エルコジュール	クリア	20枚	0.5mm	J80421	J80101
			0.6mm	J80422	J80102
		10枚	0.8mm	J80423	J80103
			1.0mm	J80424	J80104
			1.5mm	J80425	J80105
			2.0mm	J80426	J80106
			3.0mm	J80427	—
エルコジュールフリーズ	ターコイズ	20枚	1.0mm	J80554	—
		10枚	1.5mm	J80555	—
			2.0mm	J80556	—
エルコジュールA1	A1色	20枚	0.6mm	J80576	J80581
			1.0mm	J80577	J80579
		10枚	2.0mm	J80578	J80580
エルコジュールA3	A3色	20枚	0.6mm	J81670	—
			1.0mm	J81671	—
		10枚	2.0mm	J81672	—
エルコジュールS	クリア	20枚	0.8mm	J80435	—

※エルコジュール各種にはインホール(分離シート)が貼付されています。

成型用シート | ERKODENT社の成型シートは、原料から製造まで徹底した品質管理のもと製造されています。

## その他シート

### エルコプラスト PLA



エルコプラストPLAホワイト



エルコプラストPLAクリア



エルコプラストPLAローズ

用途 上下顎用  
個人トレー 基礎床

個人トレー、基礎床製作用シート

材質:PLA  
一般名称:歯科印象用個人トレー用レジ  
届出番号:14B1X00011000581

カラー	丸型(Φ120mm)		
	入数	製品番号	厚さ
白	10枚	J81853	3.0mm
		J81854	4.0mm
クリア	10枚	J81855	3.0mm
		J81856	4.0mm
ローズ		J81852	1.5mm

PLAハンドル ハイ

PLAハンドル フラット

### PLAトレーハンドル


製品番号	種類	入数
J81850	PLAハンドル ハイ	50個
J81851	PLAハンドル フラット	

一般名称:歯科印象採得用器材  
届出番号:14B1X00011000582

### エルコレン



エルコレン



用途 ジンジバル  
ドレッシングトレー テンポラリー  
クラウン

アクリルレジンと接着しない特徴を持ったセパレートシート

材質:PE  
一般名称:義歯床用熱可塑性レジン  
認証番号:15700BZY00846000


カラー	丸型(Φ120mm)		
	入数	製品番号	厚さ
乳白色	20枚	J80401	0.5mm
		J80402	0.6mm
		J80403	0.7mm
		J80405	1.0mm

※エルコレンには各枚インホイール(分離シート)が貼付されています。

### エルコクリル



エルコクリル



用途 拡大床 リテーナー

拡大床製作用PMMAシート

材質:PMMA  
一般名称:義歯床用熱可塑性レジン  
認証番号:15700BZY00833000

カラー	丸型(Φ120mm)		
	入数	製品番号	厚さ
クリア	10枚	J80455	1.5mm
		J80456	2.0mm
		J80457	2.5mm

スリープスプリント製作用パーツ | ダブルS状スロットコネクタを採用したスリープスプリント製作用パーツ。

## スリープスプリント製作用パーツ


### サイレンサーSLを用いたスリープスプリントの特徴

#### 上下顎スプリント

エルコロックプロ3.0mm(ハード&ソフトの2層構造シート)を使用し、装着性(快適性)を向上




はめ込み式パーツ  
容易なアンカーとコネクタの  
脱着を実現



#### ダブルS状スロットコネクタ

- 睡眠時の下顎後方移動を防止
- 各パーツに加わる過度な負担を軽減し、装置の耐久性を向上
- 可動領域(前方・側方)の自由度を広げ、装置の性能を向上



※製作例となります。



- 機能性**  
アンカーがコネクタ内に自由にスライドするため、開閉時の水平運動が可能
- シンプルな操作性**  
上下顎の位置関係の記録から装置の製作パーツまで取り揃えたオールインワンシステム
- 快適性と耐久性**  
コネクタに加わる過度な負担を回避し、装置の耐久性を向上

### サイレンサーSL

#### [サイレンサーSL パーツカード]



製品番号	種類	入数
J819010	サイレンサーSLイントロダクターセット 【セット内容】 エルコジュール2.0mm×2、 エルコレン1.0mm×2、 エルコロックプロ3.0mm×1、 エルコロックプロブルー3.0mm×1、 サイレンサーSLパーツカード×2、 HSSドリル1.4mm×1、 ブロックアウトワックス(ライラック)×1、 プロックアウトワックス(ライラック)×1、 エルコゴム(ライラック)×1、 エルコスキャン×1、 マーキングペン×1、 エルコボックス×2 ※2症例分のお試しサイズ	1セット 関連製品を含んだ イントロダクターセット (2症例分)
J81688	サイレンサーSL パーツカード	1シート
J81689	サイレンサーSL パーツカード	10シート
J81690	サイレンサーSL ゲージ	5枚
J81696	サイレンサーSL コネクタ	1枚

一般名称:歯科咬合採得用材料 一般名称:義歯床用熱可塑性レジン  
届出番号:14B1X00011000572 届出番号:227AKBZX00090000

### 上記関連商品

エルコロックプロブルー 3.0mm

製品番号	入数
J81693	10枚

一般名称:歯科咬合スプリント用材料  
届出番号:14B1X00011000497

エルコロックプロ 3.0mm

製品番号	入数
J80593	10枚

一般名称:歯科咬合スプリント用材料  
届出番号:14B1X00011000497

エルコジュール 2.0mm

製品番号	入数
J80426	10枚

一般名称:義歯床用熱可塑性レジン  
認証番号:219AKBZX00128000

ブロックアウトワックスライラック

製品番号	容量
J80386	50g

一般名称:歯科汎用ワックス  
届出番号:14B1X00011000514

エルコゴムライラック

製品番号	容量
J81892	150g

リスコB

製品番号	入数
J81849	10枚

一般名称:歯科用研磨器材  
届出番号:14B1X00011000583

エルコカッターII

製品番号	入数
J80645	2本

一般名称:歯科汎用スチール切削器具  
届出番号:14B1X00011000584

MGフォーミングパーズr

一般名称:歯科用研磨器材  
届出番号:13B1X10089001004

スプリントフィニッシャー

一般名称:歯科用研磨器材  
届出番号:27B3X00139000082  
一般名称:歯科用研磨器材  
届出番号:27B3X00139000083

HSSドリル1.4mm

製品番号	入数
J81697	1本

一般名称:歯科技工用スチール切削器具  
届出番号:14B1X00011000576

製品番号	種類	入数
L20026	Xファイブ ホワイト ORD701	1本
L20027	ファイブピンク ORD2601	
L20028	ミディアムブラック ORD1501	

製品番号	種類	入数
L20030	キット(研磨材×1,パフ×1)	1セット
L20031	パフ	6枚

アクセサリ | 製作からメンテナンスまで各種工程に応じた必要なアクセサリ(材料)を選択していただけます。

## その他

### エルコカッターII

用途 シート切り出し用ドリル



製品番号	入数
J80645	2本

シートの切り出しが可能なラフドリル  
一般的名称: 歯科技工用スチール切削器具  
届出番号: 14B1X00011000584



### HSSドリル

用途 シート切り出し用ドリル



シート辺縁の詳細な切り出しが可能なドリル  
一般的名称: 歯科技工用スチール切削器具  
届出番号: 14B1X00011000576

製品番号	種類	入数
J80052	1.0mm	3本
J81697	1.4mm	1本

※1.4mmはサイレンサーSLのホールディングピンのドリリングに使用

### MGフォーミングバー-Zr



Xファイン ファイン ミディアム

用途 シート形成用バー  
ジルコニア製の形成用バー  
3種の粗さから選択可能

一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 13B1X10089001004

製品番号	種類	容量
L20026	Xファイン ホワイト ORD701	1本
L20027	ファイン ピンク ORD2601	
L20028	ミディアム ブラック ORD1501	

### 特殊バサミ

用途 ソフトシート  
ハードシートの切り出し



製品番号	入数
J80350	1本

辺縁形成から小帯部分の形成まで  
思い通りのカットが可能



### リスコ

用途 ソフトシートの仕上げ研磨



シートの熱変形を防止する特殊海绵状軟質  
ホイール(オープンホイールストラクチャー)  
3種の粗さから選択可能  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 14B1X00011000510

製品番号	種類	容量
J80044	ファイン(ホワイト)	10枚
J80050	ミディアム(グレー)	
J80049	コース(ブラウン)	
J80361	アソート ファイン4枚、ミディアム4枚、 コース2枚	

### リスコB

用途 ハードシートの中研磨



製品番号	入数
J81849	10枚

ハードシート中研磨用超硬質ホイール  
エルコジュールやエルコロックプロの中研磨に使用  
超硬質構造の為、高い耐久性を実現  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 14B1X00011000583



### リスコス

用途 ソフトシート  
ハードシートの中間研磨



製品番号	入数
J80043	10枚

ハーフオープンスタビライズド構造の硬質ホイール  
ソフトシート、ハードシートの中間研磨に使用  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 14B1X00011000511



### リスコID

用途 ソフトシート  
ハードシートの細部研磨



製品番号	入数
J80053	6枚

熱圧縮形成されたディスクタイプの硬質ホイール  
ダイヤモンドディスク等でのシェーピング形成が可能  
な為、シートの細部(歯頸部や鼓頸空隙)の研磨に使用  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 14B1X00011000499



### スプリントフィニッシャー

用途 ハード系シート用艶出し材



ダイヤモンド粒子高配合のハード系シート専  
用研磨材  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 27B3X00139000082  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 27B3X00139000083

製品番号	種類	入数
L20030	キット (研磨材×1、Jパフ×1)	1セット
L20031	パフ	6枚

### 正宗技 ラバーポイント

鋭い切れ味と優れた耐久性を兼ね備えたマルチタイプのラバーポイント  
一般的名称: 歯科用ゴム製研磨材  
届出番号: 22B3X00011000015



用途 ソフトシート  
ハードシートの中間研磨

製品番号	型番	最高許容回転数	単位
L73141	RC-1(中研磨)	10,000rpm	6本
L73142	RM-1(中仕上げ)		
L73143	RF-1(仕上げ)		



用途 ハードシートの仕上げ研磨

製品番号	型番	最高許容回転数	単位
L73151	220-13(中研磨)	30,000rpm	12本
L73152	500-13(中仕上げ)		
L73153	1000-13(仕上げ)		

### テイクオフプライヤー



用途 シート着脱用プライヤー


模型とシートの取り外しが  
簡便に行える  
シート着脱用プライヤー

製品番号
J81675

### ホットエアバーナー

用途 EVA系素材軟化用バーナー

EVA系素材を軟化する専用バーナー  
特殊炎口形状により、炎や煙も出ないため、  
焦げやススが有りません



製品番号
J80370

### FGシート



用途 軟性材圧接用シート

表面を軟化させたソフトシートに  
軽く押し付ける事で  
簡単に滑沢面の仕上げが  
可能な艶出しシート

製品番号	入数
J81867	50枚

### ホットメルトガン PKP18E



※本商品はBOSCH社製です。

用途 メルトガン

マウスガードの補強や接合に  
使用するEVA系スティック  
タイプの軟化抽出に使用する  
専用メルトガン

製品番号
J81046

### エルコスティック



用途 メルトスティック

補強や接合に使用する  
EVA系スティックタイプ  
一般的名称: 歯科用熱可塑性レジン  
認証番号: 158008ZY00051000  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
届出番号: 14B1X00011000506

製品番号	種類	サイズ	入数
J80046	エルコスティック	φ10.5×100mm	18本
J80351	エルコフレックス95スティックタイプ		

アクセサリ | 製作からメンテナンスまで各種工程に応じた必要なアクセサリ(材料)を選択していただけます。

## その他

### エルコガム

**用途** ブロックアウトシリコーンパテ

模型の大きなアンダーカットなどを埋めるシリコーン系ブロックアウトパテ材



製品番号	種類	容量
J80364	エルコガム	400g
J81892	エルコガムライラック	150g

### ブロックアウトワックス

**用途** 高融点ブロックアウトワックス

作業模型の気泡やアンダーカットの修正に使用する高融点ワックス  
一般名称:歯科汎用ワックス  
届出番号:14B1X00011000514



製品番号	色調	容量
J80387	ホワイト	50g
J80386	ライラック	

### エルコスキン

**用途** ラバーマスキング剤

3DSTレーの薬剤スベーパーやマージン部のリリースに使用するラバー系マスキング材



製品番号	容量
J80357	50mL

### エントフィッター

**用途** 接着用表面処理剤

ラミネートタイプのマウスガードを製作する際に使用する接着作業用表面処理剤



製品番号	色調	容量
J80363	透明	50mL

### イソラック

**用途** EVA石膏分離材

EVA系シートの石膏模型面の焼き付きを防止する専用石膏分離材



製品番号	容量
J80047	500mL

### 散弾

**用途** ブロックアウト粒弾

作業模型の不必要な部分をブロックアウトするステンレス製粒弾  
基底面形成が不要になり、圧接したシートの過剰伸展を防止



製品番号	容量
J80362	1.3kg

### カバーテンプレート

**用途** 散弾付着防止用シート

シート成型後に不必要な散弾がシートに付着するのを防止します  
材質:シリコン  
厚さ:0.5mm



製品番号	入数
J80165	上顎用 2サイズ×各2 下顎用 2サイズ×各2

### シンドス

**用途** リベース用  
ライニング用 咬合器

シンプルなお操作で精度の高いリベース・ライニング作業が行える専用咬合器  
一般名称:歯科用咬合器  
届出番号:14B1X00011000594  
材質:真ちゅう製(アルミニウム)  
サイズ:Φ110mm×H95mm



製品番号	入数
J80304	1個

### オキシデンス

**用途** オーラルアプライアンス  
専用洗浄剤

オーラルアプライアンス専用の酸素系洗浄剤



製品番号	種類	容量
J80742	クリーンセット*	1セット
J80743	タブレット	32錠

\*洗浄BOX+洗浄バスケット+タブレット(32錠)

### エルコボックス スケルトンタイプ

**用途** オーラルアプライアンス  
保管ボックス

ボックス高径が高いため、デンチャー保管ボックスとしても使用可能  
首から下げるストラップ付き  
外寸:W80×D70×H45mm(ツメ部分含まず)



製品番号	入数
J80051	20個

### サイナスリンス



製品番号	タイプ	種類	入数
K24680	粉末	サイナス・リンス キット (ボトル×1, 調合済みサッシュ×10)	1セット
K24682		サイナス・リンス リフィル (調合済みサッシュ×60)	1箱
K24684		サイナス・リンス キッズ (ボトル×1, 調合済みサッシュ×10)	1セット
K24685	ジェル	サイナス・リンス キッズ リフィル (調合済みサッシュ×60)	1箱
K24687		専用スタンド	1個
K24694	ミスト	サイナスジェルスプレー 30mL (ヒアルロン酸、アロエベラ配合)	1本
K24686		ベビーミスト 75mL 携帯用 ・防腐剤無配合 ・生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、重曹0.5-1.0mg/mL、精製水)	1本
K24688		サイナスミスト 125mL ・防腐剤無配合 ・生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、重曹0.5-1.0mg/mL、精製水)	1本
K24689		サイナスミスト ハイパートニック 125mL ・防腐剤無配合 ・高塩濃度スプレー (塩化ナトリウム27mg/mL、重曹~3mg/mL、精製水)	1本

### 安眠チェッカーZ

**用途** 睡眠状態測定用パッチ

手の平に貼るだけで簡単に睡眠状態を把握することができる測定パッチ



製品番号	単位
K24610	3枚

### オーラルアプライアンスリーフレット

**用途** 患者説明用リーフレット

患者様に分かりやすくオーラルアプライアンスについて説明できるリーフレット



製品番号	入数
J81698	20冊

### スリープスプリントリーフレット

**用途** 患者説明用リーフレット

患者様に分かりやすくスリープスプリントについて説明できるリーフレット



製品番号	入数
J81918	20冊

### オーラルアプライアンス 院内用ポスター

**用途** 院内用ポスター

院内にて患者様にオーラルアプライアンスについて説明できるA3サイズのポスター



製品番号	種類	入数
J81919	スポーツマウスガード	1枚
J81920	スリープスプリント	1枚



〔製造販売元〕株式会社スマートプラクティスジャパン 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13  
〔お問合せ先〕株式会社スマートプラクティスジャパン  
本社／〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階 TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737

エルコデント専用ホームページ ▶ <http://erkodent.jp/>