

ERKODENT社製研磨材 海綿状ホイール一覧

新発売

製品名	リスコB	リスコS	リスコID	リスコ			リスコsil		
				コース(茶)	ミディアム(グレー)	ファイン(白)	S [径: 16mm 厚: 2mm]	M [径: 27mm 厚: 2mm]	L [径: 27mm 厚: 4mm]
商品コード	J81849	J80043	J80053	J80049	J80050	J80044	J80060	J80061	J80062
写真									
性質	超硬質	硬質	硬質	軟質			中軟質		
推奨回転数	10,000rpm以下	4,000~ 12,000rpm	10,000~ 15,000rpm	4,000rpm以下			5,000~10,000rpm		
適用シートタイプ	ハード	ソフト・ハード	ソフト・ハード	ソフト			ソフト・ハード		
用途	中研磨	中研磨	細部研磨	仕上げ研磨			仕上げ研磨 オールラウンド研磨		