

シート切削研磨ステップ

【ソフトシート】

	①	②	③	④	⑤
	形態修正	中研磨	細部研磨	仕上げ研磨	艶出し
スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコS	リスコID	リスコsil→ リスコ コアース→ ミディアム→ファイン	ホットエアバーナー FGシート
シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		ホットエアバーナー FGシート

【ハードシート】

	①	②	③	④
	形態修正	中研磨	細部研磨	仕上げ研磨
スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコB リスコS	リスコID	リスコsil
シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)	